



JAUGE MINI

AJOUTER**J-4 TIRANT D'EAU**

Le tirant d'eau ne doit pas dépasser 2 mètres quelle que soit la gîte comprise entre 0 et sa gîte en configuration la plus défavorable aux petits angles telle que décrit en J-22-b à l'exception des ballasts qui doivent être vides à tous les angles.

J-30-c La surface du Foc de Gros Temps, en condition non arisée, doit être inférieure à 13,5% de la hauteur du triangle avant au carré. Elle doit être calculée comme suit :

0.255 x longueur du guindant x (perpendiculaire au guindant + 2 fois la largeur à mi-hauteur.

Ce foc de gros temps doit être muni de moyens de fixation immédiats, indépendants de tout étai creux pour fixation à l'étai.

Ce foc de gros temps peut être le solent arisé sous réserve de respecter les dimensions et fixations.

ANNEXE E – DOTATIONS MEDICALES

AJOUTER

N° Code	DCI	Action	Exemple	Quantité		
				C	B	A
G04	<u>Fluconazole 150 mg (gélule prise unique)</u> <u>Fluconazole 150 mg (single-dose capsule)</u>	<u>Mycose génitale</u> <u>Genital fungal infection</u>	<u>Orofluco</u>	-	1	1
T51	<u>Bandelette adhésive</u> + Colle cutanée <u>Adhesive strip</u> + skin adhesive	Petite chirurgie Little surgery	Leukosan Skinlink	-	-	2
T62	<u>Pansement hydrocellulaire 10*15 min.</u> <u>Hydrocellular dressing min. 10*15</u>	<u>Plaies exsudatives</u> <u>Weeping wounds</u>	<u>Urgostart Plus Compresses</u>	-	1	1

MINI RULES

ADD**J-4 DRAFT**

The draft must not exceed 2 meters, regardless of the angle of heel between 0° and its heel angle in the small angle most unfavourable configuration as described in J-22-b with the exception of the water ballasts, which must be empty at all angles.

J-30-c The area of the Heavy Weather Jib shall not be, in unreefed condition, greater than 13.5% height of the foretriangle squared. It shall be calculated as :

(0.255 x luff length x (luff perpendicular + 2 x half width),

This Heavy weather jib shall be with readily available method, independent of a luff groove, to attach to the stay,

This heavy weather jib may be the reefed jib provided that the dimensions and fastenings are respected.

APPENDIX E – FIRST AID KI

ADD

N° Code	DCI	Action	Exemple	Quantité		
				C	B	A
For women						
M20	Test de grossesse urinaire Urine pregnancy test	Mesure Measurement		=	=	1

REEMPLACER

REPLACE

N° Code	DCI	Action	Exemple	Quantité		
				C	B	A
Y11	Hyaluronate de sodium (3 unidoses par jour) Sodium hyaluronate (3 single doses per day)	Calmant yeux Eye soothing	Visméd	=	20	20
Pour les femmes / For women						
G02	Fosfomycine 3g (sachet prise unique) Fosfomycin 3g (single-dose sachet)	Infection urinaire urinary tract infection	Monuril	=	1	1
G03	Secnidazole 2g (sachet prise unique) Secnidazole 2g (single-dose sachet)	Infection vaginale Vaginal infection	Secnol	=	1	1